

Билитест 2000 анализатор гипербилирубинемии фотометрический



Билитест продезинфицировать спиртовыми салфетками, обязательно просушить перед использованием.

-Для измерения ТБИ у новорожденного нужно приблизить вплотную торец подвижной головки прибора перпендикулярно к кожной поверхности, нажать на прибор, плавно увеличивая усилие до появления звукового сигнала. Измерение сопровождается звуковым сигналом и занимает около 2с.

-После окончания измерений необходимо провести дезинфекцию прибора.