

**ОБЛУЧАТЕЛЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ КВАРЦЕВЫЙ в вариантах исполнения:
ОУФК-01 «Солнышко», ОУФК-01-1 «Солнышко»**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Местное УФО кожных покровов показано: - бронхиальная астма, - хронический бронхит, затяжное течение, - острые и хронические невралгии и невропатии периферических нервов; - деформирующий артроз, реактивный артрит, ревматоидный артрит, травматические повреждения кожных покровов и опорно-двигательной системы (переломы костей), - гнойные раны, трофические язвы, пролежни, воспалительные инфильтраты, фурункулы, карбункулы, - острое и хроническое рожистое воспаление, - опоясывающий лишай (h erpes zoster), - острые и хронические воспаления женских половых органов. Внутриполостное (локальное) УФО: - пародонтит, пародонтоз, гингвинит, - хронический тонзиллит, - хронический субатрофический фарингит, острый фарингит, - острый ринит, вазомоторный ринит, - острое респираторное заболевание, - острое и хроническое воспаление наружного и среднего уха

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ .

Для стабильной и надёжной работы облучателя необходимо выполнять профилактические работы:

1. Тубусы необходимо подвергать санитарной обработке с помощью 3 % раствора перекиси водорода с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» или 1 % раствора хлорамина
2. Все остальные поверхности облучателя необходимо протирать сухим марлевым тампоном