

Краткая инструкция использования к весам «Малыш» ВЭНд-01



Для подготовки весов «Малыш» (например, моделей ВЭНд-01) к работе установите их на ровную твердую поверхность. Включите прибор, постелите пеленку и обнулите ее вес кнопкой «Т» (тара). Положите ребенка в центр, дождитесь фиксации показателей на дисплее и считайте результат.

Основные этапы использования:

1. **Подготовка:** Разместите весы на столе или пеленальном столике (избегайте мягких поверхностей).
2. **Включение:** Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и подождите несколько секунд, пока на дисплее не появятся нули.
3. **Учет пеленки:** Положите на лоток чистую сухую пеленку и нажмите кнопку «Т» (Тарирование). Вес пеленки обнулится.
4. **Взвешивание:** Аккуратно положите ребенка на весы. Если малыш двигается и цифры прыгают, подождите 3–5 секунд, пока весы зафиксируют точный вес.
5. **Фиксация разницы:** Во многих моделях предусмотрена функция памяти, позволяющая узнать прибавку веса с прошлого взвешивания.
6. **Выключение:** Для экономии батареек отключите весы той же кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ после окончания процедуры.

Весы ВЭНд-01 «Малыш» обслуживание:

1. **Установка:** Держите весы на ровной, твердой и сухой горизонтальной поверхности. Избегайте ударов, падений и резкого давления на платформу.
2. **Питание:** Следите за зарядом батарей или аккумулятора. Если прибор долго не используется, извлекайте элементы питания, чтобы избежать их окисления и протечки.
3. **Поверка:** При использовании весов в сфере здравоохранения или официальных расчетов требуется ежегодная государственная поверка. Самостоятельно вскрывать корпус и менять настройки точности запрещено.

Санитарная обработка (дезинфекция):

1. **Очистка поверхности:** Протирайте платформу и корпус влажной салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе. (без хлора и абразивных частиц)
2. **Защита от влаги:** Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса и под платформу, где расположены электронные компоненты и датчики.
3. **Периодичность:** Обработку проводят до и после каждого взвешивания.