

Краткая инструкция-Dixion YDW II



**Стойка из нержавеющей стали;
Регулятор высоты лампы 111–160 см;
Регулятор температуры с тепловыми режимами;
Основание лампы на колесах с тормозами.**

**Нагреватель представляет собой
техническое устройство,
предназначенное для обогрева и
поддержания температуры тела, а
также для создания оптимальной
температуры окружающей среды у
новорожденных.**



- 1. Включаем в розетку 220V**
- 2. Включаем кнопку прибора Вкл.**
- 3. Включаем регулятор теплового режима.**
- 4. Создаем оптимальную температуру тела новорожденному.**

Дезинфекция проводится с помощью мягкой чистой ткани, смоченной дезинфицирующим средством. Проводится путем протирания наружных поверхностей.