

Алгоритм действий медицинской сестры при проведении электрокардиографии на аппарате «Кардиометр - МТ».

1. Подготовка аппаратуры: Аппарат Кардиометр- МТ 12-канальный беспроводной электрокардиограф с программой автоматической интерпретации и поддержкой интернет-телеметрии ЭКГ в покое, состоит из устройства съёма информации (УСИ) с комплектом отводящих жгутов и набором электродов для снятия биопотенциалов и персонального компьютера в стационарном исполнении или смартфона или планшета — в портативном.

Включение комплекса.

Включить аппарат " Кардиометр " и проверить его работоспособность. В отсек питания устанавливают две батарейки АА, соблюдая полярность, и нажимают кнопку «ВКЛ» на торцевой панели устройства. Для выключения — кнопка «ВЫКЛ». Для экономии заряда батареек комплекс нужно выключать по окончании работы. Убедиться в наличии достаточного количества электродов и геля, проверить срок годности расходных материалов.

Проверить кабель пациента на предмет целостности и правильного подключения.

2. Подготовка пациента:

Объяснить пациенту ход процедуры и попросить снять металлические предметы.

Уложить пациента на кушетку в удобном положении, обеспечив доступ к грудной клетке и конечностям.

Обеспечить психологический комфорт пациента, попросить его расслабиться и не двигаться во время записи.

3. Наложение электродов:

Подготовить кожу в местах наложения электродов (обезжирить, при необходимости обработать гелем).

Наложить электроды в соответствии со стандартной схемой:

Красный электрод - на правую руку.

Желтый электрод - на левую руку.

Зеленый электрод - на левую ногу.

Черный электрод - на правую ногу (заземление).

Грудные электроды (V1-V6) накладываются на соответствующие точки грудной клетки (см. схему).

4. Снятие ЭКГ: В смартфоне открыть приложение (в телефоне должен быть подключен интернет, блютуз), выбрать «Пациенты», далее «Новый пациент», ввести порядковый номер исследования, Ф.И.О. пациента, пол и дату рождения. Нажать «готово». Убедиться, что на экране отображаются все необходимые отведения (стандартные, усиленные, грудные) Настроить параметры записи: чувствительность (обычно **10 мм/мВ**), скорость записи (**25 мм/с**) и фильтры (при необходимости), записать ЭКГ. Сохранить и исследование электронно отправится. В

процессе записи следить за состоянием пациента и качеством сигнала, при необходимости корректировать положение электродов или настройки аппарата.

5. Обработка результатов: Комплекс «Кардиометр-МТ» автоматически формирует текстовые интерпретационные заключения. Однако автоматическое формирование заключения не может быть использовано без подтверждения результатов компьютерного анализа врачом. Редкие, но неизбежно возникающие при автоматическом анализе ошибки требуют постоянного контроля специалиста. Также автоматическое заключение по ЭКГ покоя без подписи врача не имеет юридической силы.

Обработать электроды согласно инструкции по эксплуатации аппарата (протереть спиртом или специальным раствором).

Утилизировать использованные расходные материалы (салфетки, пленки).

Провести дезинфекцию рук.

Важно: При возникновении каких-либо вопросов или сомнений в процессе проведения ЭКГ, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Некоторые меры безопасности при эксплуатации комплекса «Кардиометр-МТ»:

Запрещено включать и выключать штекерные разъёмы при включённой аппаратуре, включать комплекс при снятых крышках входящих в его состав устройств, производить поиск или устранение неисправностей УСИ и БОР во время работы с пациентом, а также использовать нештатные жгуты для подсоединения УСИ к компьютеру и к электродам.

Не рекомендуется работать с незаземлённым вычислительным устройством при его питании от сети напряжением 220 В, а также использовать для подсоединения устройства к сети нештатные розетки и заменять с этой целью сетевые вилки.