




1. Двойной флоуметр
- 1.1 Дозирующий клапан O2
- 1.2 Дозирующий клапан AIR

2. O2 - Монитор
- 2.1 Клавиша «calibration O2»
- 2.2 O2-монитор
- 2.3 Клавиша «O2 monitor ON/OFF»
- 2.4 Цифровой выключатель для регулировки предела сигнала тревоги минимума O2
- 2.5 Цифровой выключатель для регулировки предела сигнала тревоги максимума O2
- 2.6 Визуальный сигнал тревоги O2

3. Блок управления
- 3.1 Выключатель «ON/OFF»
- 3.2 Клавиша «IMV»
- 3.3 Клавиша «CPAP»
- 3.4 Клавиша «Heating»
- 3.5 Клавиша «Auto test»
- 3.6 Цифровой выключатель для регулировки времени вдоха (сек.)
- 3.7 Дисплей частоты дыхания (ЧД) в режиме IMV
- 3.8 Цифровой выключатель для регулировки времени выдоха (сек.)
- 3.9 Ручка управления пределом сигнала тревоги для высокого давления (Pmax) (регулируется от 10 до 60 см вод.ст.)
- 3.10 Сигнальная лампа тревоги для высокого давления (Pmax)

4. Монитор
- 4.1 Визуальный сигнал тревоги при сужении
- 4.2 Визуальный сигнал тревоги при неисправности снабжения газом или отсоединении
- 4.3 Клавиша «Alarmsuppression»
- 4.4 Индикация внутреннего источника питания (аккумулятора) на 12В (DC)
- 4.5 Индикация внешнего источника питания (электрошита) на 12В (DC)
- 4.6 Индикация сетевого питания на 230В (AC)

5. Манометр респираторного давления
- 5.1 Установка нуля

6. Блок большого Р
- 6.1 Клапан выдоха (электромагнитный), клапан РЕЕР (механический)
- 6.1.1 Нажимная клавиша для ручной вентиляции
- 6.2 Клапан вдоха (ограничение инспираторного давления, плато)
- 6.3 Монтажный болт для блока большого Р1
- 6.4 Емкость увлажнителя
- 6.5 Картридж подогревателя
- 6.6 Дистиллированная вода

7. Система шлангов большого
- 7.1 Система подогрева шлангов, шланг выдоха
- 7.2 Система подогрева шлангов, шланг вдоха
- 7.3 Электрическое соединение системы подогрева шлангов, шланг выдоха
- 7.4 Электрическое соединение системы подогрева шлангов, шланг вдоха
- 7.5 Y-образный коннектор
- 7.6 Коннектор шлангов, размер от 1 до 4
- 7.7 Дыхательная маска, размер от 0 до 3

***Дезинфекции подлежат наружные поверхности прибора. Допускается применение дезинфицирующих средств отечественного и зарубежного производства по МУ-287-113 с учётом методических документов по их применению;**