

**ТЕРМОМЕТР
LITTLE DOCTOR LD-300,
DIGITAL THERMOMETERS DT 111B.**



Алгоритм действий:

1. Информируйте пациента о предстоящей манипуляции, ходе ее выполнения и получите согласие.
2. Возьмите чистый термометр, проверьте его целостность
3. Встряхните термометр до t
4. Осмотрите и вытрите область подмышечной впадины пациента сухой салфеткой.
5. Поставьте термометр в подмышечную впадину, так чтобы ртутный резервуар со всех сторон соприкасался с телом (обратить внимание, чтобы между телом и термометром не было нательного белья пациента). Попросить пациента удерживать термометр прижатием согнутой руки, при необходимости фиксировать руку пациента, прижав ее к грудной клетке. Фиксировать время измерения температуры.
6. Измеряйте температуру в течение 1 минут.
7. Извлеките термометр, определите температуру тела.
8. Обработайте термометр в соответствии с требованиями.
9. Обработайте руки.
10. Зарегистрируйте результаты температуры температурном листе
11. Храните термометры в сухом виде в емкости для чистых термометров.

Обработка и хранение медицинского термометра:

1. Промыть термометр проточной водой.
2. В ёмкость уложить на дно вату, для того чтобы не повредить резервуар с ртутью и наполнить её дезинфицирующим раствором или использовать пластмассовую контейнер.
3. Уложить термометры в ёмкость таким образом, чтобы они были полностью погружены в дезинфицирующий раствор.
4. Выдержать термометры в дезинфицирующем растворе время, указанное в инструкции к раствору.
5. Изъять термометры из раствора, ополоснуть проточной водой, вытереть насухо.
6. Хранятся медицинские термометры в ёмкости с подписью «Чистые термометры».