

Шкаф для сушки и хранения приборов DGM SI 1/1

1. Включить шкаф
2. Нажать и удерживать в течение 3 минут поле «Режим»
3. Вставить необходимую температуру
4. Нажать и удерживать в течение 3 минут поле «Режим»
5. Выставить необходимое время
6. Нажать на поле «I» в течение 3 мин

Поместите корзинки с инструментами в шкаф по 2 шт на каждую полку.

Программы сушки:

Быстрая P1

Стандартная P2

Умеренная P3

ШКАФ ДЛЯ СУШКИ И ХРАНЕНИЯ ПРИБОРОВ
DGM SI 1. Технический паспорт и Руководство по эксплуатации

DGM

