

Краткая инструкция-Dixion YDW II



**Стойка из нержавеющей стали;
Регулятор высоты лампы 111–160 см;
Регулятор температуры с тепловыми режимами;
Основание лампы на колесах с тормозами.**

Нагреватель представляет собой техническое устройство, предназначенное для обогрева и поддержания температуры тела, а также для создания оптимальной температуры окружающей среды у новорожденных.



- 1. Включаем в розетку 220V**
- 2. Включаем кнопку прибора Вкл.**
- 3. Включаем регулятор теплового режима.**
- 4. Создаем оптимальную температуру тела новорожденному.**

Дезинфекция проводится с помощью мягкой чистой ткани, смоченной дезинфицирующим средством. Проводится путем протирания наружных поверхностей.